

FitoClima 5.000

Πρόκειται για έναν θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών. (θερμοκρασία, υγρασία κλπ.)



Έχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες όπως αυτή του πανεπιστημίου της Λισαβόνας

- Στόχος ήταν πως η θερμοκρασία επηρεάζει οργανισμούς και την ικανότητα τους να προσαρμοστούν σε περιβάλλον το οποίο αλλάζει.
- Κύριο μοντέλο αποτελούσε η πεταλούδα.

Ο θάλαμος επέτρεψε την ερευνητική ομάδα:

- Διεξάγουν απαιτητικά πειράματα σε υψηλή επαναληψιμότητα
- Οι σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες του θαλάμου διασφάλισαν πως η αιτία των παρατηρούμενων αλλαγών ήταν βιολογικές διαδικασίες και όχι περιβαλλοντικοί παράγοντες



Γιαννιτσών 31, 546 27, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 231 220 7188

bdinfo@bd-inventions.com

www.bd-inventions.com

5000L
χωρητικότητα

5-45°C

40 – 80 %
υγρασία

