

HotBox 12,000

Σχεδιασμένο από ένα εθνικό εργαστήριο πολιτικών μηχανικών. Πρόκειται για έναν κλιματικό θάλαμο ελέγχου οικοδομικών λύσεων

Συγκεκριμένα

- Σχεδιάστηκε για τον έλεγχο τοίχων και μονώσεων σε απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Προσομοιάζει συνθήκες που μπορεί να φθείρουν το υλικό.
- Οι έλεγχοι ακολουθούν Ευρωπαϊκό πρωτόκολλο.



-25°C – +70°C

**12000L
χωριτικότητα**

**1,5L/m² παροχή
νερού/min**



Ο θάλαμος επιτρέπει:

- Υδροθερμικές δοκιμασίες παρατεταμένου χρόνου.
- Ο σχεδιασμός επιτρέπει την ασφαλή εισαγωγή τοίχων διασφαλίζοντας θερμική συνοχή.
- Ενισχύει τους δείκτες απόδοσης αλλά και υποστηρίζει πιστοποιητικά που έχουν αποδοθεί.



Γιαννιτσών 31, 546 27, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 231 220 7188

bdinfo@bd-inventions.com

www.bd-inventions.com

