


Isobaric Label

Μέθοδος για ακριβή ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών σε πολύπλοκα συστήματα και δείγματα.



Σε μελέτες Isobaric Label αξιοποιούμε σύνθεση δειγμάτων για πιο αξιόπιστη ποσοτικοποίηση μεσαίων ή μικρών δειγμάτων. Τα δείγματα σημαίνονται ξεχωριστά και ύστερα πέρανε από ανάλυση με nano-flow LC-MS/MS.

PROTEIN EXTRACTION

PROTEIN DIGESTION

ISOBARIC LABELING

HPLC FRACTIONATION

LC-MS/MS (DDA)

DATA ANALYSIS



Γιαννιτσών 31, 546 27, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 231 220 7188

bdinfo@bd-inventions.com

www.bd-inventions.com