

Proteome Profiling

Αναφέρεται στην ανάλυση ολόκληρου του πρωτεώματος από περίπλοκα δείγματα όπως ολόκληρα κύτταρα ιστούς ή σωματικά υγρά, με σκοπό την αναγνώριση και ταυτοποίηση όσο περισσότερων πρωτεϊνών γίνεται

- Πρόκειται για μία λύση **Cost-Effective** και **υψηλής αξίας** για ανάλυση εκατοντάδων ή χιλιάδων πρωτεϊνών

Workflow

SAMPLE PREPARATION

LC FRACTIONATION

LC-MS/MS ANALYSIS

DATA ANALYSIS

HPLC θραυσματοποίηση προτείνεται καθώς μειώνει την πολυπλοκότητα του δείγματος και μεγιστοποιείται η κάλυψη της πρωτεϊνικής αλληλουχίας.



Γιαννιτσών 31, 546 27, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 231 220 7188

bdinfo@bd-inventions.com

www.bd-inventions.com

